

**ESCOVA PELO DE CABRA  
GOAT HAIR BRUSH  
CEPILLO DE PELO DE CABRA**

REV.01

**ENGLISH**

**Indication:**

The goat hair brush is a rotating instrument, which provides greater shine on the restored composite resin or ceramic surface. It should be used in the final stage of finishing and polishing installed in a contra-angle with a low-speed micromotor, additionally it can be used with diamond paste (or aluminum oxide paste) to obtain even more satisfactory results. The referred brush already has a rod (CA) for fitting in the contra-angle, that is, it does not require the use of an accessory chuck. The activation of this instrument can be done through compressed air or electric motor.

**Intended user:**

Duly qualified dental professionals.

**Target population:**

The product is intended for use in dental patients undergoing restorative procedures that involve the finishing and polishing of composite resin or ceramic restorations, according to the clinical indication of the dental surgeon.

**Fundamentals of its operation and action:**

Polisher. The goat hair brush has its action in the polishing and finishing stage, it has a versatile format for application on all faces of the restored surface.

**Contraindications:**

- The product should not be used in patients with a history of hypersensitivity to any components present in its composition.
- Do not use in restorations made with materials other than composite resin or ceramics.
- Do not use the product for purposes other than those for which it was developed.

**Instructions for use:**

The goat hair brush is a rotating instrument, which provides greater smoothness and shine of resins and ceramics used by dental professionals installed in a contra-angle with a low-speed micromotor. The activation of this instrument can be done through compressed air or electric motor.

- Carefully open the package making sure that the piece is in perfect condition for use.
- Then attach the polisher rod to the set against angle + micromotor of low rotation, making sure it is well locked.
- Start the polishing procedure by applying a small amount of polishing paste to the surface of the resin.
- It is recommended that refrigeration be used between intermittent use and should not apply pressure to the tooth surface.
- If necessary, repeat the procedure more than once.

**Form of presentation**

- Non-sterile product;

**Manual Cleaning Procedure**

If manual cleaning is the only option available, proceed as follows:

- Use an area specifically reserved for cleaning.
- Rinse the device under running water and keep it immersed in a bath of neutral pH cleaning solution (enzymatic detergent), following the instructions of the agent manufacturer.
- After soaking and keeping it immersed, brush well away from the body using the neutral cleaning agent.
- Care should be taken to avoid spreading contaminants by spraying during the brushing process.
- Do not use wire brushes.



**ESCOVA PELO DE CABRA  
GOAT HAIR BRUSH  
CEPILLO DE PELO DE CABRA**

REV.01

- Special care should be taken to clean crevices and other hard-to-reach areas. Visually inspect to confirm debris removal.
- Rinse thoroughly under running water until visibly clean.
- Dry using a clean compressed air, or paper towel.
- Repeat the cycle if necessary.

**Ultrasonic Cleaning Procedure**

For cleaning by means of ultrasound, it is recommended to proceed as follows:

- Prepare a pH-neutral cleaning solution (enzymatic detergent), following the agent manufacturer's instructions for the correct concentration, exposure time, temperature, and water quality.
- Place in the proper location of the ultrasonic equipment, following the equipment manufacturer's instructions for use.
- Completely submerge the device in the cleaning solution and program the equipment for at least fifteen (15) minutes.
- Rinse thoroughly under running water until visibly clean.
- Dry using a clean compressed air, or paper towel.

**Sterilization Requirements**

- Sterilization by pressure saturated steam autoclave at 121°C for 20 minutes is recommended, or sterilization parameters should be followed in accordance with the relevant policies/regulations of the country where the device is being used. It is the professional's full responsibility to keep the autoclave equipment in ideal conditions of use to ensure the correct sterilization of the product.
- For sterilization, remove the product from its original packaging, pack in material suitable for sterilization, and sterilize in autoclave (humid heat, high temperature and pressure) according to the equipment's instructions.

**Warnings and Precautions:**

- Only legally qualified dental professionals should use this product, as they have the scientific information necessary for its proper use.
- Before use, inspect whether the goat hair brush is in perfect condition for use;
- Non-sterile product.
- Sterilize the product before use.
- Make sure the goat hair brush is properly seated in the low-speed motor.
- During the operation, the professional must use all personal protective equipment, including protective goggles.
- Ensure that the patient wears protective goggles.
- LOT Number: It is important to keep the lot number, identified on the product label, so that it can be reported to the manufacturer in the event of any occurrence.
- The disposal of the material must follow the relevant local legislation.
- Do not use in patients who have allergic reactions to nickel.

**Conservation and storage:**

- Keep the packaging in a dry place, away from light and away from the action of bad weather.
- Keep the products in their original packaging until the moment of use.

**Discard:**

- The disposal of the material must follow the relevant local legislation.

**Shelf Life:**



**ESCOVA PELO DE CABRA**  
**GOAT HAIR BRUSH**  
**CEPILLO DE PELO DE CABRA**

REV.01

Not applicable. The product is manufactured from non-perishable materials and supplied non-sterile. When stored under the conditions indicated, it retains its properties indefinitely.

**Service life:**

**5 uses (5 reuses); however, it is essential that a check be carried out before each use to confirm that the goat hair brush is in perfect condition for use.**

**Additional information:**

- If necessary, 3R provides instructions for use in printed form, at no additional charge, upon request by email (qualidade@3r.ind.br) or by phone: (+55 11-5525-0590 / +55 0800-773-5525), and we will get back to you no later than 7 business days from the request.
- Always check the website: [www.microdont.com.br](http://www.microdont.com.br), the most up-to-date version of the instructions for use corresponding to the product.

**Composition:**

Active Part – Non-Abrasive Natural Bristles

Stem – Nickel-plated brass

**Symbology:**

| Symbol                                                                              | Symbol Title                           | Description                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Expiry date                            | Indicates the date after which the medical device should not be used.                                            |
|  | Non-sterile                            | Indicates a health product that has not undergone a sterilization process.                                       |
|  | Keep dry                               | Indicates a health product that needs to be protected against moisture.                                          |
|  | Medical device                         | Indicates that it is a medical device.                                                                           |
|  | Recyclable packaging                   | The packaging is recyclable.                                                                                     |
|  | See instructions for use               | Indicates the user's need to refer to the instructions for use.                                                  |
|  | Date of manufacture                    | Indicates the date the health product was manufactured.                                                          |
|  | Keep out of sunlight                   | Indicates a health product that needs protection from light sources.                                             |
|  | Manufacturer                           | Indicates the manufacturer of the medical device.                                                                |
|  | Lot Code                               | Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified.                              |
|  | Catalog Number                         | Indicates the manufacturer's reference number so that the health product can be identified.                      |
| Rx Only                                                                             | Prescription only                      | Sale and use restricted to licensed professionals or by prescription, in accordance with applicable legislation. |
|  | Unique Device Identification (UDI)     | Indicates that the adjacent code corresponds to the Unique Device Identifier (UDI).                              |
|  | QR Code – Access to the electronic IFU | QR Code to access the electronic version of the product's Instructions for Use (eIFU).                           |

**ESPAÑOL**



This review cancels and replaces the previous revision  
**3R Indústria e Comércio Ltda.**  
 Rua Ptolomeu, 290 – Vila Socorro  
 São Paulo - SP – Brasil - CEP: 04762-040



MS: 80676929027

Responsável técnico: Cátia Silva

03 of 010

**ESCOVA PELO DE CABRA**  
**GOAT HAIR BRUSH**  
**CEPILLO DE PELO DE CABRA**

REV.01

**Indicación:**

El cepillo de pelo de cabra es un instrumento giratorio que proporciona mayor brillo sobre la resina compuesta restaurada o la superficie cerámica. Debe utilizarse en la fase final de acabado y pulido instalada en contraángulo con un micromotor de baja velocidad; además, puede emplearse con pasta de diamante (o pasta de óxido de aluminio) para obtener resultados aún más satisfactorios. El cepillo mencionado ya tiene una varilla (CA) para encajar en el contraángulo, es decir, no requiere el uso de un mandril accesorio. La activación de este instrumento puede realizarse mediante aire comprimido o motor eléctrico.

**Usuario previsto:**

Profesionales dentales debidamente cualificados.

**Población objetivo:**

El producto está destinado a su uso en pacientes dentales que se someten a procedimientos restaurativos que implican el acabado y pulido de resina compuesta o restauraciones cerámicas, según la indicación clínica del cirujano dental.

**Fundamentos de su funcionamiento y acción:**

Pulidor. El cepillo de pelo de cabra tiene su acción en la etapa de pulido y acabado, y tiene un formato versátil para su aplicación en todas las caras de la superficie restaurada.

**Contraindicaciones:**

- El producto no debe usarse en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a ningún componente presente en su composición.
- No se utilice en restauraciones realizadas con materiales distintos a resina compuesta o cerámica.
- No utilizar el producto para fines distintos a aquellos para los que fue desarrollado.

**Instrucciones de uso:**

El cepillo de pelo de cabra es un instrumento giratorio que proporciona mayor suavidad y brillo de las resinas y cerámicas utilizadas por profesionales dentales instaladas en contraángulo con un micromotor de baja velocidad. La activación de este instrumento puede realizarse mediante aire comprimido o motor eléctrico.

- Abra cuidadosamente el envase, asegurándose de que la pieza esté en perfecto estado para su uso.
- A continuación, acople la varilla del pulidor al conjunto contraángulo + micromotor de baja rotación, asegurándose de que quede bien bloqueada.
- Inicie el procedimiento de pulido aplicando una pequeña cantidad de pasta de pulido sobre la superficie de la resina.
- Se recomienda utilizar refrigeración entre los usos intermitentes y no aplicar presión sobre la superficie dental.
- Si es necesario, repita el procedimiento más de una vez.

**Forma de presentación**

- Producto no estéril;

**Procedimiento de limpieza manual**

Si la limpieza manual es la única opción disponible, procede de la siguiente manera:

- Utilizar un área reservada específicamente para realizar la limpieza.
- Enjuagar el dispositivo bajo agua corriente y mantenerlo inmerso en un baño de solución de limpieza de pH neutro (detergente enzimático), siguiendo las instrucciones del fabricante del agente.
- Después de sumergirlo y mantenerlo inmerso, cepillar bien lejos del cuerpo utilizando el agente de limpieza neutro.
- Se debe tener cuidado para evitar la propagación de contaminantes por pulverización durante el proceso de cepillado.



**ESCOVA PELO DE CABRA**  
**GOAT HAIR BRUSH**  
**CEPILLO DE PELO DE CABRA**

REV.01

- No utilizar cepillos de alambre.
- Se debe tener especial cuidado al limpiar las grietas y otras zonas de difícil acceso. Inspeccionar visualmente para confirmar la eliminación de los restos.
- Enjuagar completamente bajo agua corriente hasta que esté visiblemente limpio.
- Secar con aire comprimido limpio o papel toalla.
- Repetir el ciclo si es necesario.

**Procedimiento de limpieza ultrasónica**

Para la limpieza mediante ultrasonido, se recomienda proceder de la siguiente manera:

- Preparar una solución de limpieza de pH neutro (detergente enzimático), siguiendo las instrucciones del fabricante del agente para la concentración, el tiempo de exposición, la temperatura y la calidad del agua correctos.
- Colocar en el lugar adecuado del equipo ultrasónico, siguiendo las instrucciones de uso del fabricante del equipo.
- Sumergir completamente el dispositivo en la solución de limpieza y programar el equipo por al menos quince (15) minutos.
- Enjuagar completamente bajo agua corriente hasta que esté visiblemente limpio.
- Secar con aire comprimido limpio o papel toalla.

**Requisitos de esterilización**

- Se recomienda la esterilización mediante autoclave de vapor saturado a presión a 121°C durante 20 minutos, o se deben seguir los parámetros de esterilización conforme a las políticas y regulaciones pertinentes del país donde se utiliza el dispositivo. Es plena responsabilidad del profesional mantener el equipo de autoclave en condiciones ideales para garantizar la correcta esterilización del producto.
- Para la esterilización, retirar el producto de su embalaje original, empaquetar material adecuado para la esterilización y esterilizarlo en autoclave (calor húmedo, alta temperatura y presión) según las instrucciones del equipo.

**Advertencias y precauciones:**

- Solo los profesionales dentales legalmente cualificados deberían utilizar este producto, ya que disponen de la información científica necesaria para su uso adecuado.
- Antes de usar, inspeccionar si el cepillo de pelo de cabra está en perfectas condiciones de uso;
- Producto no estéril.
- Esterilizar el producto antes de usarlo.
- Asegúrese de que el cepillo de pelo de cabra esté correctamente encajado en el motor de baja velocidad.
- Durante la operación, el profesional debe usar todo el equipo de protección personal, incluidas las gafas protectoras.
- Coloque gafas protectoras en el paciente.
- Número de LOTE: Es importante mantener el número de lote, identificado en la etiqueta del producto, para estar informado en cualquier situación con el fabricante.
- La eliminación del material debe cumplir con la legislación local pertinente.
- No se utilice en pacientes que presentan reacciones alérgicas al níquel.

**Conservación y almacenamiento:**

- Mantener el envase en un lugar seco, al abrigo de la luz y lejos de la acción de las intemperies.
- Mantener los productos en su envase original hasta el momento de su uso.

**Descarte:**

- La eliminación del material debe cumplir con la legislación local pertinente.



**ESCOVA PELO DE CABRA**  
**GOAT HAIR BRUSH**  
**CEPILLO DE PELO DE CABRA**

REV.01

**Plazo de validez:**

No es aplicable. El producto está fabricado con materiales no perecederos y se suministra de forma no estéril. Cuando se almacena bajo las condiciones indicadas, conserva sus propiedades indefinidamente.

**Vida útil:**

5 usos (5 reutilizaciones), sin embargo, es de suma importancia que antes de cada uso se realice una comprobación, es decir, si el pulidor de cepillos de cabra está en perfecto estado para su uso.

**Información adicional:**

- Si es necesario, 3R proporciona instrucciones para su uso en formato impreso, sin coste adicional, a solicitud por correo electrónico (qualidade@3r.ind.br) o por teléfono: (+55 11-5525-0590 / +55 0800-773-5525), y le responderemos a más tardar 7 días laborables desde la solicitud.
- Consulta siempre la web: [www.microdont.com.br](http://www.microdont.com.br), la versión más actualizada de las instrucciones de uso correspondientes al producto.

**Composición:**

Parte activa – Cerdas naturales no abrasivas

Vástago – Latón niquelado

| Símbolo                                                                             | Título del símbolo                         | Descripción                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Validez                                    | Indica la fecha después de la cual no se debe utilizar el producto para la salud.                                  |
|  | No estéril                                 | Indica un producto sanitario que no ha sido sometido a un proceso de esterilización.                               |
|  | Mantener seco                              | Indica un producto para la salud que necesita ser protegido contra la humedad.                                     |
|  | Dispositivo médico                         | Indica que es un dispositivo médico.                                                                               |
|  | Envase reciclable                          | El envase es reciclable.                                                                                           |
|  | Ver instrucciones de uso                   | Indica la necesidad del usuario de consultar las instrucciones de uso.                                             |
|  | Fecha de fabricación                       | Indica la fecha en que se fabricó el producto sanitario.                                                           |
|  | Mantener alejado de la luz solar           | Indica un producto para la salud que necesita protección contra fuentes de luz.                                    |
|  | Fabricante                                 | Indica el fabricante del dispositivo médico.                                                                       |
|  | Código de lote                             | Indica el código de lote del fabricante para que se pueda identificar el lote o la partida.                        |
|  | Número de catálogo                         | Indica el número de referencia del fabricante para que se pueda identificar el producto para la salud.             |
| Rx Only                                                                             | Venta bajo prescripción                    | Venta y uso restringidos a profesionales habilitados o mediante prescripción, conforme a la legislación aplicable. |
|  | Identificación Única del Dispositivo (UDI) | Indica que el código adyacente corresponde al Identificador Único del Dispositivo (UDI).                           |



**ESCOVA PELO DE CABRA**  
**GOAT HAIR BRUSH**  
**CEPILLO DE PELO DE CABRA**

REV.01

|                                                                                   |                                                            |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Código QR – Acceso a las instrucciones de uso electrónicas | Código QR para acceder a la versión electrónica de las instrucciones de uso del producto (eIFU). |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Simbología:**

**PORTUGUÊS**

**Indicação:**

A escova pelo de cabra é um instrumento rotatório, que proporciona maior brilho na superfície restaurada em resina composta ou cerâmica. Deve ser empregada na etapa final de acabamento e polimento instalada em contra-ângulo com micromotor de baixa rotação, adicionalmente pode ser usada com pasta diamantada (ou pasta de óxido de alumínio) para obter resultados ainda mais satisfatórios. A referida escova já possui haste (CA) para encaixe no contra-ângulo, isto é, dispensa o uso de mandril acessório. O acionamento deste instrumento pode ser feito através de ar comprimido ou motor elétrico.

**Usuário pretendido:**

Profissionais da área odontológica devidamente habilitados.

**População-alvo:**

O produto é destinado ao uso em pacientes odontológicos submetidos a procedimentos restauradores que envolvem o acabamento e o polimento de restaurações em resina composta ou cerâmica, conforme a indicação clínica do cirurgião-dentista.

**Fundamentos de seu funcionamento e ação:**

Polidor. A escova pelo de cabra tem sua ação na etapa de polimento e acabamento, possui formato versátil para aplicação sobre todas as faces da superfície restaurada.

**Contraindicações:**

- O produto não deve ser utilizado em pacientes com histórico de hipersensibilidade a quaisquer componentes presentes em sua composição.
- Não utilizar em restaurações confeccionadas com materiais diferentes da resina composta ou cerâmica.
- Não utilizar o produto para finalidades distintas daquelas para as quais foi desenvolvido.

**Instruções de utilização:**

A escova pelo de cabra é um instrumento rotatório, que proporciona maior lisura e brilho de resinas e cerâmicas usadas por profissionais da área odontológica instalada em contra-ângulo com micromotor de baixa rotação. O acionamento deste instrumento pode ser feito através de ar comprimido ou motor elétrico.

- Abra cuidadosamente a embalagem certificando-se de que a peça está em perfeito estado para uso.
- Em seguida acople a Haste do polidor no conjunto contra-ângulo + micromotor de baixa rotação, certificando-se de que ela está bem travada.
- Inicie o procedimento de polimento aplicando uma pequena quantidade de pasta para polimento na superfície da resina.
- É recomendável que se faça uso de refrigeração entre o uso intermitente e que não se aplique pressão sobre a superfície dental.
- Caso seja necessário, repita o procedimento mais de uma vez.



**ESCOVA PELO DE CABRA**  
**GOAT HAIR BRUSH**  
**CEPILLO DE PELO DE CABRA**

REV.01

**Forma de apresentação**

- Produto não estéril;

**Procedimento de limpeza manual**

Caso a limpeza manual seja a única opção disponível, proceder da seguinte forma:

- Utilizar uma área reservada especificamente para realizar a limpeza.
- Enxaguar o dispositivo sob água corrente e mantê-lo imerso em um banho de solução de limpeza de pH neutro (detergente enzimático), seguindo as instruções do fabricante do agente.
- Depois de mergulhar e mantê-lo imerso, escovar bem longe do corpo usando o agente de limpeza neutro.
- Deve-se ter cuidado para evitar espalhar contaminantes por pulverização durante o processo de escovação.
- Não usar escovas de arame.
- Deve ter cuidado especial para limpar as fendas e outras áreas difíceis de alcançar. Inspeccionar visualmente para confirmar a remoção de detritos.
- Enxaguar completamente em água corrente até estar visivelmente limpo.
- Secar usando um ar comprimido limpo, ou toalha de papel.
- Repetir o ciclo, se necessário.

**Procedimento de limpeza ultrassônica**

Para limpeza por meio de ultrassom, recomenda-se proceder da seguinte forma:

- Preparar uma solução de limpeza com pH neutro (detergente enzimático), seguindo as instruções do fabricante do agente para a concentração correta, o tempo de exposição, a temperatura e a qualidade da água.
- Colocar no local adequado do equipamento ultrassônico, seguindo as instruções de uso do fabricante do equipamento.
- Submergir completamente o dispositivo na solução de limpeza e programar o equipamento por pelo menos quinze (15) minutos.
- Enxaguar completamente em água corrente até estar visivelmente limpo.
- Secar usando um ar comprimido limpo, ou toalha de papel.

**Requisitos de Esterilização**

- Recomenda-se a esterilização por autoclave de vapor saturado sob pressão, em 121°C por 20 minutos, ou deve-se seguir parâmetros de esterilização de acordo com políticas/regulamentos pertinentes do país onde o dispositivo está sendo utilizado. É de total responsabilidade do profissional manter o equipamento da autoclave em condições ideais de uso para garantir a correta esterilização do produto.
- Para sua esterilização remova o produto de sua embalagem original, embale em material próprio para esterilização, e esterilize em autoclave (calor úmido, alta temperatura e pressão) conforme as instruções do equipamento.

**Avisos e Precauções:**

- Somente profissionais da área odontológica legalmente habilitados devem fazer o uso deste produto, pois possuem informações científicas necessárias para o seu devido uso.
- Antes do uso, inspecionar se a escova pelo de cabra está em perfeitas condições de uso;
- Produto não estéril.
- Esterilizar o produto antes do uso.
- Certifique-se de que a escova pelo de cabra esteja devidamente encaixada no motor de baixa rotação.
- Durante a operação o profissional deve utilizar todos os equipamentos de proteção individual, inclusive óculos de proteção.
- Use óculos de proteção no paciente.



**ESCOVA PELO DE CABRA**  
**GOAT HAIR BRUSH**  
**CEPILLO DE PELO DE CABRA**

REV.01

- Número de LOTE: Importante manter o número de lote, identificado no rótulo do produto, para ser informado em eventuais ocorrências junto ao fabricante.
- O descarte do material deverá seguir a legislação local pertinente.
- Não use em pacientes que apresentem reações alérgicas ao níquel.

**Conservação e armazenamento:**

- Manter a embalagem em local seco, ao abrigo da luz e longe da ação de intempéries.
- Manter os produtos em sua embalagem original até o momento de sua utilização.

**Descarte:**

- O descarte do material deverá seguir a legislação local pertinente.

**Prazo de Validade:**

Não aplicável. O produto é fabricado com materiais não perecíveis e fornecido não estéril. Quando armazenado conforme as condições indicadas, mantém suas propriedades indefinidamente.

**Vida útil:**

5 usos (5 reutilizações), porém, é de suma importância que antes de cada uso seja realizada a verificação, isto é, se a escova pelo de cabra está em perfeitas condições de uso.

**Outras informações adicionais:**

- Se necessário, a 3R fornece as instruções de uso em formato impresso, sem custo adicional, mediante solicitação por e-mail (qualidade@3r.ind.br) ou por telefone: (+55 11-5525-0590 / +55 0800-773-5525), e retornaremos no prazo máximo de 7 dias úteis a partir da solicitação.
- Verifique sempre no site: [www.microdont.com.br](http://www.microdont.com.br), a versão mais atualizada das instruções de uso correspondentes ao produto.

**Composição:**

Parte ativa – Cerdas naturais não abrasivas

Haste – Latão niquelado

| Símbolo                                                                             | Título do Símbolo                      | Descrição                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  | Validade                               | Indica a data após a qual o produto de saúde não deve ser utilizado.              |
|  | Não estéril                            | Indica um produto para a saúde que não foi submetido a processo de esterilização. |
|  | Manter seco                            | Indica um produto para saúde que necessita ser protegido contra umidade.          |
|  | Dispositivo médico                     | Indica que é um dispositivo médico.                                               |
|  | Embalagem reciclável                   | A embalagem é reciclável.                                                         |
|  | Consulte as instruções para utilização | Indica a necessidade do usuário de consultar as instruções para utilização.       |
|  | Data de fabricação                     | Indica a data em que o produto de saúde foi fabricado.                            |



**ESCOVA PELO DE CABRA**  
**GOAT HAIR BRUSH**  
**CEPILLO DE PELO DE CABRA**

REV.01

|                                                                                   |                                                |                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Mantenha longe da luz solar                    | Indica um produto para saúde que necessita de proteção contra fontes de luz.                               |
|  | Fabricante                                     | Indica o fabricante do produto para saúde.                                                                 |
|  | Código do lote                                 | Indica o código do lote do fabricante para que o lote ou partida possam ser identificados.                 |
|  | Número de catálogo                             | Indica o número de referência do fabricante para que o produto para a saúde possa ser identificado.        |
| Rx Only                                                                           | Venda sob prescrição                           | Venda e uso restritos a profissionais habilitados ou mediante prescrição, conforme a legislação aplicável. |
|  | Identificação Única do Dispositivo (UDI)       | Indica que o código adjacente corresponde ao Identificador Único do Dispositivo (UDI).                     |
|  | QR Code – Acesso à instrução de uso eletrônica | QR Code para acesso à versão eletrônica da instrução de uso do produto (eIFU).                             |

**Simbologia:**

**Revision History**

| Rev | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Date       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 00  | Emissão inicial/ Initial Emission                                                                                                                                                                                                                                                                   | 03/11/2025 |
| 01  | Padronização do modelo da Instrução de Uso (IFU), com atualização das simbologias, informações de contato e demais informações gerais do documento. / Standardization of the Instructions for Use (IFU) template, with updated symbols, contact information and other general document information. | 10/09/2026 |

