

BANDA MATRIZ DE AÇO INOX
STAINLESS STEEL MATRIX BAND
BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE

REV. 01

ENGLISH

Indication:

Steel matrix bands are auxiliary devices used in the reconstruction of dental walls and in the protection of adjacent teeth during cavity preparation, avoiding wear beyond the element of interest. They are indicated to promote the proximal contour and reestablish the point of contact, presenting adequate rigidity so that they do not move during the condensation of the amalgam or the insertion of restorative materials, such as composite resin.

Intended user:

Duly qualified dental professionals.

Target population:

The steel matrix bands are intended exclusively for dental surgeons and other qualified dental professionals for use in restorative procedures.

Fundamentals of its operation and action:

They wrap around the tooth forming a wall.

Contraindications:

- Patients with known hypersensitivity to stainless steel or any component of the material.
- Do not use in areas with severe inflammation or active bleeding;
- Cases in which the tooth does not present minimum structural conditions for retention or stabilization of the matrix band.

Instructions for use:

Matrix bands replace one or more missing tooth walls and are ideal for promoting proximal contouring and maintaining the contact point, and are rigid enough not to shift during amalgam condensation or insertion of restorative material such as composite resin.

Stainless steel matrix band in roll:

Cut the matrix band to the desired size

Fit the cut-out piece into the "matrix retainer"

Wrap the tooth with the matrix band

Fit to desired size

For a better adaptation, use "wedges" in the interproximals of the tooth.

Perform the restoration

Remove the "wedges"

Release the "matrix retainer"

Remove the matrix band

Stainless steel matrix band in strips:

Fit the strip to the "matrix retainer"

Wrap the tooth with the matrix band

Fit to desired size

For a better adaptation, use "wedges" in the interproximals of the tooth

Perform the restoration

Remove the "wedges"



BANDA MATRIZ DE AÇO INOX
STAINLESS STEEL MATRIX BAND
BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE

REV. 01

Release the "matrix retainer"
Cut the matrix band
Remove the matrix band

Tofflemire matrix band

Fit the Tofflemire into the "matrix retainer"
Wrap the tooth with the matrix band
Fit to desired size
For a better adaptation, use "wedges" in the interproximals of the tooth
Perform the restoration
Remove the "wedges"
Release the "matrix retainer"
Cut the matrix band
Remove the matrix band

Sectional matrices

- Carefully open the packaging of the matrix bands, making sure that all parts are inside the package.
- Perform absolute isolation of the operative field.
- Select the appropriate size of the matrix according to the clinical situation (occlusal-gingival height).
- Position the matrix in the cervical direction and accommodate it in the region that will be restored with the concave surface facing the tooth to be restored.
- If the matrix cannot be accommodated, pre-wedge or lightly wear the prepared tooth with a sanding strip to allow the matrix to fit without being dented.
- If pre-wedging has been performed, remove the wedge to allow the matrix to be seated, then reposition it as needed according to the space.
- With the specific clamp for fixing the matrix, fix it on the tooth surface. In extreme cases, the matrix conformation can be adjusted with the aid of a burnisher or exploration probe. However, be careful at this stage not to crease the matrix, which already has the ideal shape.
- Once the procedure is complete, remove the clamp, then the wedge and, finally, the matrix.

WITH EXTENSION



WITHOUT EXTENSION



Form of presentation

- Non-sterile product;
- One-time use

Cleaning Procedure:

Not applicable. The product is for single use, so it should not be cleaned or reused.

Sterilization procedure



This review cancels and replaces the previous revision
3R Indústria e Comércio Ltda.
Rua Ptolomeu, 290 – Vila Socorro
São Paulo - SP – Brasil - CEP: 04762-040
Responsável técnico: Cátia Silva



MS: 80676920006

Cinterqual, Soluções de Comércio Internacional, Lda
Avenida Defensores Chaves, Nº4 – 1000 – 117
Portugal – Lisboa
02 of 011

BANDA MATRIZ DE AÇO INOX
STAINLESS STEEL MATRIX BAND
BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE

REV. 01

Not applicable. The product is supplied non-sterile and should not be sterilized. Dispose of dental waste after use in accordance with local regulations.

Warnings and Precautions:

- Before use, inspect that the Matrix Band is in perfect condition for use.
- During operation, the professional must use all personal protective equipment, including goggles.
- Wear protective glasses on the patient.
- The Matrix Band is considered a contaminated instrument and proper handling precautions are required. Wear PPE, including gloves, masks, safety glasses, and a long-sleeved lab coat when handling it, as with other dental instruments.
- LOT Number: It is important to keep the lot number, identified on the product label, to be informed in any occurrences with the manufacturer.

Storage conditions:

- The product must be stored in an airy, dry place protected from light, in order to maintain ideal storage and transport conditions, as well as its physical and chemical integrity.
- Keep the product in its original packaging until the moment of use. Inspect the packaging before use.
- The operator must be informed of the content. The precautions to be taken in transport are demonstrated on the packaging, thus ensuring the protection of the instrument from shipping to delivery to the customer. Packets should not be left to the action of time.

Discard:

- The disposal of the material must follow the relevant local legislation.

Shelf Life:

Not applicable. The product is manufactured from non-perishable materials and supplied non-sterile. When stored under the conditions indicated, it retains its properties indefinitely.

Service life:

Not applicable. The product is for single use only and should be discarded after use.

Additional information:

- If necessary, 3R provides instructions for use in printed form, at no additional charge, upon request by email (qualidade@3r.ind.br) or by phone: (+55 11-5525-0590 / +55 0800-773-5525), and we will get back to you no later than 7 business days from the request.
- Always check the website: www.microdont.com.br, the most up-to-date version of the instructions for use corresponding to the product.

Composition:

Stainless Steel

Symbology:

Symbol	Symbol Title	Description
	Validity	Indicates the date after which the medical device should not be used.



This review cancels and replaces the previous revision
3R Indústria e Comércio Ltda.
Rua Ptolomeu, 290 – Vila Socorro
São Paulo - SP – Brasil - CEP: 04762-040
Responsável técnico: Cátia Silva



MS: 80676920006

Cinterqual, Soluções de Comércio Internacional, Lda
Avenida Defensoree Chaves, Nº4 – 1000 – 117
Portugal – Lisboa
03 of 011

BANDA MATRIZ DE AÇO INOX
STAINLESS STEEL MATRIX BAND
BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE

REV. 01

Symbol	Symbol Title	Description
	Medical device	Indicates that it is a medical device.
	CE Mark	Indicates that the medical device is in compliance with Regulation (EU) 2017/745 (MDR).
	See instructions for use	Indicates the user's need to refer to the instructions for use.
	For professional use only	Indicates that the medical device must be used exclusively by a qualified healthcare professional.
	Date of manufacture	Indicates the date the medical device was manufactured.
	Manufacturer	Indicates the manufacturer of the health product as defined in Directives 90/385/EEC, 93/42/EEC and 98/79/EC of the European Community.
	Lot Code	Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified.
	Catalog Number	Indicates the manufacturer's reference number so that the medical device can be identified.
	Authorized representative in the European Community	Indicates the authorized representative in the European Community
	Prescription only	Sale and use restricted to qualified professionals or by prescription, in accordance with applicable legislation.
	Unique Device Identification (UDI)	Indicates that the adjacent code corresponds to the Unique Device Identifier (UDI).
	QR Code – Access to the electronic IFU	QR Code to access the electronic version of the product's Instructions for Use (eIFU).

ESPAÑOL

Indicación:

Las bandas de matriz de acero son dispositivos auxiliares utilizados en la reconstrucción de paredes dentales y en la protección de dientes adyacentes durante la preparación de la caries, evitando el desgaste más allá del elemento de interés. Están indicadas para promover el contorno proximal y restablecer el punto de contacto, presentando una rigidez adecuada para que no se muevan durante la condensación de la amalgama o la inserción de materiales restauradores, como la resina compuesta.

Usuario previsto:

Profesionales dentales debidamente cualificados.

Población objetivo:

Las bandas de matriz de acero están destinadas exclusivamente a cirujanos dentales y otros profesionales dentales cualificados para su uso en procedimientos restaurativos.

Fundamentos de su funcionamiento y acción:

Se enrollan alrededor del diente formando una pared.

Contraindicaciones:

- Pacientes con hipersensibilidad conocida al acero inoxidable o a cualquier componente del material.
- No usar en zonas con inflamación severa o sangrado activo;
- Casos en los que el diente no presenta condiciones estructurales mínimas para la retención o estabilización de la banda matricial.

Instrucciones de uso:



This review cancels and replaces the previous revision
3R Indústria e Comércio Ltda.
 Rua Ptolomeu, 290 – Vila Socorro
 São Paulo - SP – Brasil - CEP: 04762-040
 Responsável técnico: Cátia Silva



MS: 80676920006

Cinterqual, Soluções de Comércio Internacional, Lda
 Avenida Defensores Chaves, Nº4 – 1000 – 117
 Portugal – Lisboa
 04 of 011

BANDA MATRIZ DE AÇO INOX
STAINLESS STEEL MATRIX BAND
BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE

REV. 01

Las bandas matriciales reemplazan una o más paredes dentales ausentes y son ideales para promover el contorneado proximal y mantener el punto de contacto, y son lo suficientemente rígidas como para no desplazarse durante la condensación de amalgama o la inserción de material restaurador como la resina compuesta.

Banda matricial de acero inoxidable en rollo:

- Corta la matriz al tamaño deseado
- Encaja la pieza recortada en el "portamatriz"
- Envuelve el diente con la banda matriz
- Ajusta al tamaño deseado
- Para una mejor adaptación, utiliza "cuñas" en los interproximales del diente.
- Realiza la restauración
- Retira las "cuñas"
- Suelta el "portamatriz"
- Retira la matriz

Banda matricial de acero inoxidable en tiras:

- Ajusta la tira al "portamatriz"
- Envuelve el diente con la banda matriz
- Ajusta al tamaño deseado
- Para una mejor adaptación, utiliza "cuñas" en los interproximales del diente
- Realiza la restauración
- Retira las "cuñas"
- Suelta el "portamatriz"
- Corta la banda matriz
- Retira la matriz

Banda matriz Tofflemire

- Encaja el Tofflemire en el "portamatriz"
- Envuelve el diente con la banda matriz
- Ajusta al tamaño deseado
- Para una mejor adaptación, utiliza "cuñas" en los interproximales del diente
- Realiza la restauración
- Retira las "cuñas"
- Suelta el "portamatriz"
- Corta la banda matriz
- Retira la matriz

Matrices seccionales

- Abre cuidadosamente el embalaje de las matrices, asegurándote de que todas las piezas estén dentro del paquete.
- Realiza el aislamiento absoluto del campo operatorio.
- Selecciona el tamaño adecuado de la matriz según la situación clínica (altura oclusolingival).
- Coloca la matriz en dirección cervical y acomódala en la región que se restaurará, con la superficie cóncava orientada hacia el diente que se va a restaurar.
- Si la matriz no puede acomodarse, realiza el precuñado o un ligero desgaste con una tira de lijar en el diente preparado para permitir que la matriz encaje sin abollarse.



BANDA MATRIZ DE AÇO INOX
STAINLESS STEEL MATRIX BAND
BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE

REV. 01

- Si se ha realizado el precuñado, retira la cuña para permitir el acoplamiento de la matriz y luego recolócala según sea necesario, de acuerdo con el espacio.
- Con la pinza específica para fijar la matriz, fíjala sobre la superficie del diente. En casos extremos, la conformación de la matriz puede ajustarse con la ayuda de un bruñidor o una sonda de exploración. Sin embargo, ten cuidado en esta etapa de no abollar la matriz, que ya tiene la forma ideal.
- Una vez completado el procedimiento, retira la pinza, luego la cuña y, finalmente, la matriz.

CON EXTENSIÓN

SIN EXTENSIÓN



Forma de presentación

- Producto no estéril;
- Uso único

Procedimiento de limpieza:

No es aplicable. El producto es de un solo uso, así que no debe limpiarse ni reutilizarse.

Procedimiento de esterilización

No es aplicable. El producto se suministra de forma no estéril y no debe ser esterilizado. Desecha los residuos dentales después de su uso, conforme a la normativa local.

Advertencias y precauciones:

- Antes de su uso, inspecciona que la banda matricial esté en perfectas condiciones para su uso.
- Durante la operación, el profesional debe usar todo el equipo de protección individual, incluidas las gafas de protección.
- Coloca gafas protectoras en el paciente.
- La banda matriz se considera un instrumento contaminado y se requieren precauciones adecuadas de manipulación. Lleva EPI, incluyendo guantes, mascarillas, gafas de seguridad y bata de manga larga al manipularla, como con otros instrumentos dentales.
- Número de LOTE: Es importante mantener el número de lote, identificado en la etiqueta del producto, para estar informado en cualquier situación con el fabricante.

Condiciones de almacenamiento:

- El producto debe almacenarse en un lugar aireado y seco, protegido de la luz, para mantener condiciones ideales de almacenamiento y transporte, así como su integridad física y química.
- Conserva el producto en su embalaje original hasta el momento de su uso. Inspecciona el embalaje antes de usarlo.
- El operador debe ser informado del contenido. Las precauciones a tomar en el transporte se muestran en el embalaje, asegurando así la protección del instrumento desde el envío hasta la entrega al cliente. Los paquetes no deben dejarse a la acción del tiempo.

Descarte:



This review cancels and replaces the previous revision
3R Indústria e Comércio Ltda.
Rua Ptolomeu, 290 – Vila Socorro
São Paulo - SP – Brasil - CEP: 04762-040
Responsável técnico: Cátia Silva



MS: 80676920006

Cinterqual, Soluções de Comércio Internacional, Lda
Avenida Defensores Chaves, Nº4 – 1000 – 117
Portugal – Lisboa
06 of 011

BANDA MATRIZ DE AÇO INOX
STAINLESS STEEL MATRIX BAND
BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE

REV. 01

- La eliminación del material debe cumplir con la legislación local pertinente.

Plazo de validez:

No es aplicable. El producto está fabricado con materiales no perecederos y se suministra de forma no estéril. Cuando se almacena bajo las condiciones indicadas, conserva sus propiedades indefinidamente.

Vida útil:

No es aplicable. El producto es de un solo uso y debe desecharse después de su uso.

Información adicional:

- Si es necesario, 3R proporciona instrucciones para su uso en formato impreso, sin coste adicional, a solicitud por correo electrónico (qualidade@3r.ind.br) o por teléfono: (+55 11-5525-0590 / +55 0800-773-5525), y le responderemos a más tardar 7 días laborables desde la solicitud.
- Consulta siempre la web: www.microdont.com.br, la versión más actualizada de las instrucciones de uso correspondientes al producto.

Composición:

Acero inoxidable

Simbología:

Símbolo	Título del Símbolo	Descripción
	Validez	Indica la fecha después de la cual no se debe utilizar el producto sanitario.
	Dispositivo médico	Indica que es un dispositivo médico.
	Marca CE	Indica que el producto sanitario cumple con el Reglamento (UE) 2017/745 (MDR).
	Ver instrucciones de uso	Indica la necesidad del usuario de consultar las instrucciones de uso.
	Solo para uso profesional	Indica que el producto sanitario debe ser utilizado exclusivamente por un profesional sanitario cualificado.
	Fecha de fabricación	Indica la fecha en que se fabricó el producto sanitario.
	Fabricante	Indica el fabricante del producto sanitario tal como se define en las Directivas 90/385/CEE, 93/42/CEE y 98/79/CE de la Comunidad Europea.
	Código de lote	Indica el código de lote del fabricante para que se pueda identificar el lote o partida.
	Número de catálogo	Indica el número de referencia del fabricante para que se pueda identificar el producto sanitario.
	Representante autorizado en la Comunidad Europea	Indica el representante autorizado en la Comunidad Europea
	Venta bajo prescripción	Venta y uso restringidos a profesionales cualificados o mediante prescripción, conforme a la legislación aplicable.
	Identificación Única del Dispositivo (UDI)	Indica que el código adyacente corresponde al Identificador Único del Dispositivo (UDI).
	Código QR – Acceso a la IFU electrónica	Código QR para acceder a la versión electrónica de las Instrucciones de Uso (eIFU) del producto.



BANDA MATRIZ DE AÇO INOX
STAINLESS STEEL MATRIX BAND
BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE

REV. 01

PORTUGUÊS

Indicação:

As bandas matrizes de aço são dispositivos auxiliares utilizados na reconstrução de paredes dentárias e na proteção dos dentes adjacentes durante o preparo cavitário, evitando desgastes além do elemento de interesse. São indicadas para promover o contorno proximal e restabelecer o ponto de contato, apresentando rigidez adequada para não se deslocarem durante a condensação do amálgama ou a inserção de materiais restauradores, como a resina composta.

Usuário pretendido:

Profissionais da área odontológica devidamente habilitados.

População-alvo:

As bandas matrizes de aço são destinadas exclusivamente a cirurgiões-dentistas e demais profissionais habilitados da área odontológica para uso em procedimentos restauradores.

Fundamentos de seu funcionamento e ação:

Envolvem o dente formando uma parede.

Contraindicações:

- Pacientes com hipersensibilidade conhecida ao aço inoxidável ou a qualquer componente do material.
- Não utilizar em áreas com inflamação severa ou sangramento ativo;
- Casos em que o dente não apresenta condições estruturais mínimas para retenção ou estabilização da banda matriz.

Instruções de utilização:

As bandas matrizes substituem uma ou mais paredes ausentes do dente e são ideais para promover o contorno proximal e manter o ponto de contato, sendo rígidas o suficiente para não se deslocarem durante a condensação do amálgama ou inserção de material restaurador, como resina composta.

Banda matriz de aço inox em rolo:

- Corte a matriz no tamanho desejado
- Encaixe o pedaço recortado na “porta matriz”
- Envolver o dente com a banda matriz
- Ajuste no tamanho desejado
- Para uma melhor adaptação use “cunhas” nas interproximais do dente.
- Realize a restauração
- Remova as “cunhas”
- Solte a “porta matriz”
- Remova a matriz

Banda matriz de aço inox em tiras:

- Encaixe a tira no “porta matriz”
- Envolver o dente com a banda matriz
- Ajuste no tamanho desejado
- Para uma melhor adaptação use “cunhas” nas interproximais do dente
- Realize a restauração
- Remova as “cunhas”
- Solte a “porta matriz”



BANDA MATRIZ DE AÇO INOX
STAINLESS STEEL MATRIX BAND
BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE

REV. 01

- Corte a banda matriz
- Remova a matriz

Banda matriz Tofflemire

- Encaixe o Tofflemire no “porta matriz”
- Envolver o dente com a banda matriz
- Ajuste no tamanho desejado
- Para uma melhor adaptação use “cunhas” nas interproximais do dente
- Realize a restauração
- Remova as “cunhas”
- Solte a “porta matriz”
- Corte a banda matriz
- Remova a matriz

Matrizes seccionais

- Abra cuidadosamente a embalagem das matrizes, certificando-se de que todas as peças estão dentro da embalagem.
- Realize isolamento absoluto do campo operatório.
- Selecione o tamanho apropriado da matriz de acordo com a situação clínica (altura ocluso-gengival).
- Posicione a matriz em sentido cervical e acomode-a na região que será restaurada com a superfície côncava voltada para o dente a ser restaurado.
- Caso não seja possível acomodar a matriz, realize o pré-cunhamento ou ligeiro desgaste com tira de lixa no dente preparado para permitir que a matriz se ajuste sem ser amassada.
- Se o pré-cunhamento foi realizado, remova a cunha para permitir o encaixe da matriz e, em seguida, reposicione-a conforme necessário, de acordo com o espaço.
- Com o grampo específico para fixação da matriz, fixe-a na superfície dentária. Em casos extremos, a conformação da matriz pode ser ajustada com o auxílio de um brunidor ou sonda exploradora. Porém, tenha atenção nesta etapa para não amassar a matriz, que já possui o formato ideal.
- Concluído o procedimento, remova o grampo, depois a cunha e, por último, a matriz.

COM EXTENSÃO

SEM EXTENSÃO



Forma de apresentação

- Produto não estéril;
- Uso único

Procedimento de limpeza:

Não aplicável. O produto é de uso único, portanto não deve ser limpo ou reutilizado.

Procedimento de esterilização



BANDA MATRIZ DE AÇO INOX
STAINLESS STEEL MATRIX BAND
BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE

REV. 01

Não aplicável. O produto é fornecido não estéril e não deve ser esterilizado. Descarte os resíduos odontológicos após o uso conforme a regulamentação local.

Avisos e Precauções:

- Antes do uso, inspecione se a Banda Matriz se encontra em perfeitas condições de uso.
- Durante a operação o profissional deve utilizar todos os equipamentos de proteção individual, inclusive óculos de proteção.
- Use óculos de proteção no paciente.
- A Banda matriz é considerada instrumento contaminado e são necessárias precauções de manuseio adequadas. Use EPI, incluindo luvas, máscaras, óculos de segurança e jaleco de manga comprida ao manuseá-la, assim como é feito com os demais instrumentos odontológicos.
- Número de LOTE: Importante manter o número de lote, identificado no rótulo do produto, para ser informado em eventuais ocorrências junto ao fabricante.

Condições de armazenamento:

- O produto deve ser armazenado em local arejado, seco e protegido da luz, de forma a manter as condições ideais de armazenamento e transporte, bem como sua integridade física e química.
- Mantenha o produto em sua embalagem original até o momento do uso. Inspeção a embalagem antes de usar.
- O operador deve ser informado do conteúdo. Os cuidados a serem tomados no transporte são demonstrados na embalagem, garantindo assim a proteção do instrumento desde o envio até a entrega ao cliente. Os pacotes não devem ser deixados à ação do tempo.

Descarte:

- O descarte do material deverá seguir a legislação local pertinente.

Prazo de Validade:

Não aplicável. O produto é fabricado com materiais não perecíveis e fornecido não estéril. Quando armazenado conforme as condições indicadas, mantém suas propriedades indefinidamente.

Vida útil:

Não aplicável. O produto é de uso único e deve ser descartado após o uso.

Informações adicionais:

- Se necessário, a 3R fornece as instruções de uso em formato impresso, sem custo adicional, mediante solicitação por e-mail (qualidade@3r.ind.br) ou por telefone: (+55 11-5525-0590 / +55 0800-773-5525), e retornaremos no prazo máximo de 7 dias úteis a partir da solicitação.
- Verifique sempre no site: www.microdont.com.br, a versão mais atualizada das instruções de uso correspondentes ao produto.

Composição:

Aço Inoxidável

Simbologia:



BANDA MATRIZ DE AÇO INOX
STAINLESS STEEL MATRIX BAND
BANDA DE MATRIZ DE ACERO INOXIDABLE

REV. 01

Símbolo	Título do Símbolo	Descrição
	Validade	Indica a data após a qual o produto de saúde não deve ser utilizado.
	Dispositivo médico	Indica que é um dispositivo médico.
	Marca CE	Indica que o dispositivo médico está em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 (MDR).
	Consulte as instruções para utilização	Indica a necessidade do usuário de consultar as instruções para utilização.
	Apenas para uso profissional	Indica que o dispositivo médico deve ser utilizado exclusivamente por um profissional qualificado da área da saúde.
	Data de fabricação	Indica a data em que o produto de saúde foi fabricado.
	Fabricante	Indica o fabricante do produto para saúde, tal como definido nas Diretivas 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE da Comunidade Europeia.
	Código do lote	Indica o código do lote do fabricante para que o lote ou partida possam ser identificados.
	Número de catálogo	Indica o número de referência do fabricante para que o produto para a saúde possa ser identificado.
	Representante autorizado na Comunidade Europeia	Indica o representante autorizado na Comunidade Europeia
Rx Only	Venda sob prescrição	Venda e uso restritos a profissionais habilitados ou mediante prescrição, conforme a legislação aplicável.
	Identificação Única do Dispositivo (UDI)	Indica que o código adjacente corresponde ao Identificador Único do Dispositivo (UDI).
	QR Code – Acesso à IFU eletrônica	QR Code para acessar a versão eletrônica das Instruções de Uso (eIFU) do produto.

Revision History

Rev	Description	Date
00	Emissão inicial/ Initial Emission	03/11/2025
01	Padronização do modelo da Instrução de Uso (IFU), com atualização das simbologias, informações de contato e demais informações gerais do documento. / Standardization of the Instructions for Use (IFU) template, with updated symbols, contact information and other general document information.	03/08/2026

