

BRUSH - APLICADORES DESCARTÁVEIS
BRUSH - DISPOSABLE MICRO APPLICATORS
BRUSH - MICROAPLICADORES DESECHABLES

ENGLISH

Indication:

Disposable Micro Applicators are indicated for the controlled application of substances in dental procedures. They can be used for the deposition of evidencing solutions (caries, bacterial plaque, among others), adhesive agents, sealants, eugenol, hemostatic solutions, fluorides and materials used in teeth whitening techniques, even helping in the movement of the gel during the procedure. The folding rod facilitates access to different regions of the oral cavity and favors precision in application.

Intended user:

Duly qualified dental professionals.

Target population:

Patients undergoing dental procedures that involve topical application of solutions, agents or fluid materials, regardless of age or clinical condition, as indicated and judged by the professional in charge.

Plea in law:

Its function is based on the controlled transfer of the material by means of a flexible tip with fibers that retain small amounts of solution by surface tension, without significant absorption, allowing precise dosing and avoiding waste.

Contraindications:

- Do not use in patients with known hypersensitivity to the components of the device.
- Do not use with highly caustic substances or strong solvents that may compromise the integrity of the fibers or the stem.
- Do not use for the application of high viscosity or very thick materials that may deform or damage the fibers of the microapplicator.

Instructions for use:

- Remove an Applicator from the packaging.
- Touch the active part of the solution to be applied.
- Apply the solution in the region of interest.
- The professional can choose the type of applicator (medium/blue, fine/green and extra fine/lilac), according to the size of the region to be worked and the amount of product to be applied.

Form of presentation

- Non-sterile product;
- Single use.
- Package containing 100 units.
- Available in three sizes: regular, fine and extra-thin.

Cleaning Procedure:

Not applicable. The product is for single use, so it should not be cleaned or reused.

Sterilization procedure

Not applicable. The product is supplied non-sterile and should not be sterilized. Dispose of dental waste after use in accordance with local regulations.

Warnings and Precautions:



BRUSH - APLICADORES DESCARTÁVEIS
BRUSH - DISPOSABLE MICRO APPLICATORS
BRUSH - MICROAPLICADORES DESECHABLES

- Product for professional use only.
- Keep out of reach of children.
- Do not subject the device to high temperatures.
- During operation, the professional must use all personal protective equipment, including goggles.
- Wear protective glasses on the patient.
- LOT Number: It is important to keep the lot number, identified on the product label, to be informed in any occurrences with the manufacturer.

Conservation and storage:

- Keep the product in its original packaging until the moment of use. Inspect the packaging before use.
- The product must be stored in an airy, dry place protected from light, in order to maintain ideal storage and transport conditions, as well as its physical and chemical integrity.

Discard:

- The disposal of the material must follow the relevant local legislation.

Shelf Life:

Not applicable. The product is manufactured from non-perishable materials and supplied non-sterile. When stored under the conditions indicated, it retains its properties indefinitely.

Life:

Not applicable. The product is for single use only and should be discarded after use.

Additional information:

- If necessary, 3R provides instructions for use in printed form, at no additional charge, upon request by email (administrativo@3r.ind.br) or by phone: (+55 11-5525-0590 / +55 0800-773-5525), and we will get back to you no later than 7 business days from the request.
- Always check the website: www.microdont.com.br, the most up-to-date version of the instructions for use corresponding to the product.

Composition:

Polypropylene and polyamide fibers.

Symbology:

Symbol	Symbol Title	Description
	Validity	Indicates the date after which the health product should not be used.
	Non-sterile	Indicates a health product that has not undergone a sterilization process.
	Do not reuse	Indicates an intended health product for use or for use on a single patient during a single procedure.
	Keep dry	Indicates a health product that needs to be protected against moisture.
	Medical device	Indicates that it is a medical device.
	CE Mark	It indicates that the medical device is in compliance with Regulation (EU) 2017/745 (MDR).



BRUSH - APLICADORES DESCARTÁVEIS
BRUSH - DISPOSABLE MICRO APPLICATORS
BRUSH - MICROAPLICADORES DESECHABLES

	Date of manufacture	Indicates the date the health product was manufactured.
	Keep out of sunlight	Indicates a health product that needs protection from light sources.
	Maker	Indicates the manufacturer of the health product as defined in Directive 90/385/EEC, 93/42/EEC and 98/79/EC of the European Community.
LOT	Lot Code	Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or batch can be identified.
REF	Catalog Number	Indicates the manufacturer's reference number so that the health product can be identified.
EU REP	Authorised representative in the European Community	Indicates the authorized representative in the European Community.

ESPAÑOL

Indicación:

Los aplicadores desechables están indicados para la aplicación controlada de sustancias en procedimientos dentales. Pueden utilizarse para la deposición de soluciones evidenciadas (caries, placa bacteriana, entre otras), agentes adhesivos, selladores, eugenol, soluciones hemostáticas, fluoruros y materiales utilizados en técnicas de blanqueamiento dental, incluso ayudando en el movimiento del gel durante el procedimiento. La varilla plegable facilita el acceso a diferentes regiones de la cavidad bucal y favorece la precisión en la aplicación.

Usuario previsto:

Profesionales dentales debidamente cualificados.

Población objetivo:

Pacientes que se someten a procedimientos dentales que implican la aplicación tópica de soluciones, agentes o materiales líquidos, independientemente de la edad o condición clínica, según lo indique y juzgue el profesional responsable.

Declaración legal:

Su función se basa en la transferencia controlada del material mediante una punta flexible con fibras que retienen pequeñas cantidades de solución por tensión superficial, sin absorción significativa, permitiendo una dosificación precisa y evitando residuos.

Contraindicaciones:

- No usar en pacientes con hipersensibilidad conocida a los componentes del dispositivo.
- No usar con sustancias altamente cáusticas ni disolventes fuertes que puedan comprometer la integridad de las fibras o del tallo.
- No usar para la aplicación de materiales de alta viscosidad o muy gruesos que puedan deformar o dañar las fibras del microaplicador.

Instrucciones de uso:

- Retirar un aplicador del envase.
- Tocar la parte activa de la solución que se va a aplicar.
- Aplicar la solución en la región de interés.
- El profesional puede elegir el tipo de aplicador (medio/azul, fino/verde y extra fino/lila), según el tamaño de la región a trabajar y la cantidad de producto a aplicar.

Forma de presentación



This review cancels and replaces the previous revision
3R Indústria e Comércio Ltda.
 Rua Ptolomeu, 290 – Socorro
 São Paulo - SP – Brasil - CEP: 04762-040
 Responsável técnico: Cátia Silva



MS: 80676920019 REV.00- 11/2025

Cinterqual, Soluções de Comércio Internacional, Lda
 Avenida Defensores Chaves, Nº4 – 1000 – 117
 Portugal – Lisboa
 03 of 07

BRUSH - APLICADORES DESCARTÁVEIS**BRUSH - DISPOSABLE MICRO APPLICATORS****BRUSH - MICROAPLICADORES DESECHABLES**

- Producto no estéril;
- Uso único.
- Paquete con 100 unidades.
- Disponible en tres tamaños: normal, fino y extrafino.

Procedimiento de limpieza:

No es aplicable. El producto es de un solo uso, así que no debe limpiarse ni reutilizarse.

Procedimiento de esterilización

No es aplicable. El producto se suministra de forma no estéril y no debe ser esterilizado. Desecha los residuos dentales después de su uso, conforme a la normativa local.

Advertencias y precauciones:

- Producto solo para uso profesional.
- Mantenerse fuera del alcance de los niños.
- No expongas el dispositivo a altas temperaturas.
- Durante la operación, el profesional debe usar todo el equipo de protección individual, incluidas las gafas de protección.
- Llevar gafas protectoras al paciente.
- Número de LOTE: Es importante mantener el número de lote, identificado en la etiqueta del producto, para estar informado en cualquier situación con el fabricante.

Conservación y almacenamiento:

- Conservar el producto en su embalaje original hasta el momento de su uso. Inspecciona el embalaje antes de usarlo.
- El producto debe almacenarse en un lugar aireado y seco, protegido de la luz, para mantener condiciones ideales de almacenamiento y transporte, así como su integridad física y química.

Descarte:

- La eliminación del material debe cumplir con la legislación local pertinente.

Vigencia:

No es aplicable. El producto está fabricado con materiales no perecederos y se suministra de forma no estéril. Cuando se almacena bajo las condiciones indicadas, conserva sus propiedades indefinidamente.

Vida útil:

No es aplicable. El producto es solo para un solo uso y debe desecharse después de su uso.

Información adicional:

- Si es necesario, 3R proporciona instrucciones para su uso en formato impreso, sin coste adicional, a solicitud por correo electrónico (administrativo@3r.ind.br) o por teléfono: (+55 11-5525-0590 / +55 0800-773-5525), y le responderemos a más tardar 7 días laborables desde la solicitud.
- Consulta siempre la web: www.microdont.com.br, la versión más actualizada de las instrucciones de uso correspondientes al producto.

Composición:

Fibras de polipropileno y poliamida.



BRUSH - APLICADORES DESCARTÁVEIS
BRUSH - DISPOSABLE MICRO APPLICATORS
BRUSH - MICROAPLICADORES DESECHABLES
Simbologia:

Símbolo	Título del Símbolo	Descripción
	Validez	Indica la fecha después de la cual no se debe utilizar el producto para la salud.
	No estéril	Indica un producto sanitario que no ha sido sometido a un proceso de esterilización.
	No reutilizar	Indica un producto de salud previsto para su uso o para su uso en un solo paciente durante un solo procedimiento
	Dispositivo medico	Indica que es un dispositivo médico.
	Marca CE	Indica que el producto sanitario cumple con el Reglamento (UE) 2017/745 (MDR).
	Ver instrucciones de uso	Indica la necesidad del usuario de consultar las instrucciones de uso.
	Solo para uso profesional	Indica que el dispositivo médico debe ser utilizado exclusivamente por un profesional de la salud calificado.
	Fecha de fabricación	Indica la fecha en que se fabricó el producto sanitario.
	Fabricante	Indica el fabricante del producto sanitario tal como se define en las Directivas 90/385/EEC, 93/42/CEE y 98/79/CE de la Comunidad Europea.
	Código do lote	Indica el código de lote del fabricante para que se pueda identificar el lote o lote.
	Número de catálogo	Indica el número de referencia del fabricante para que se pueda identificar el producto para la salud.
	Representante autorizado en la Comunidad Europea	Indica el representante autorizado en la Comunidad Europea

PORTUGUÊS

Indicação:

Os Aplicadores Descartáveis são indicados para a aplicação controlada de substâncias em procedimentos odontológicos. Podem ser utilizados para a deposição de soluções evidenciadoras (de cárie, de placa bacteriana, entre outras), agentes adesivos, selantes, eugenol, soluções hemostáticas, fluoretos e materiais empregados em técnicas de clareamento dental, auxiliando inclusive na movimentação do gel durante o procedimento. A haste dobrável facilita o acesso a diferentes regiões da cavidade bucal e favorece a precisão na aplicação.

Usuário pretendido:

Profissionais da área odontológica devidamente habilitados.

População-alvo:

Pacientes submetidos a procedimentos odontológicos que envolvam aplicação tópica de soluções, agentes ou materiais fluidos, independentemente de idade ou condição clínica, conforme indicação e julgamento do profissional responsável.

Fundamento de ação:

Sua função se baseia na transferência controlada do material por meio de ponta flexível com fibras que retêm pequenas quantidades de solução por tensão superficial, sem absorção significativa, permitindo dosagem precisa e evitando desperdícios.

Contraindicações:

- Não utilizar em pacientes com hipersensibilidade conhecida aos componentes do dispositivo.
- Não utilizar com substâncias altamente cáusticas ou solventes fortes que possam comprometer a integridade das fibras ou da haste.



BRUSH - APLICADORES DESCARTÁVEIS**BRUSH - DISPOSABLE MICRO APPLICATORS****BRUSH - MICROAPLICADORES DESECHABLES**

• Não utilizar para a aplicação de materiais de alta viscosidade ou muito espessos, que possam deformar ou danificar as fibras do microaplicador.

Instruções de utilização:

- Retirar um Aplicador da embalagem.
- Tocar a parte ativa na solução a ser aplicada.
- Aplicar a solução na região de interesse.
- O profissional pode eleger o tipo de aplicador (médio/azul, fino/verde e extra fino/lilás), de acordo com o tamanho da região a ser trabalhada e a quantidade de produto a ser aplicado.

Forma de apresentação

- Produto não estéril;
- Uso único.
- Embalagem contendo 100 unidades.
- Disponível em três tamanhos: regular, fino e extrafino.

Procedimento de limpeza:

Não aplicável. O produto é de uso único, por tanto não deve ser limpo ou reutilizado.

Procedimento de esterilização

Não aplicável. O produto é fornecido não estéril e não deve ser esterilizado. Descartar após o uso conforme regulamentação local de resíduos odontológicos.

Avisos e Precauções:

- Produto de uso exclusivamente do profissional.
- Manter fora do alcance de crianças.
- Não submeter o dispositivo a temperaturas elevadas.
- Durante a operação o profissional deve utilizar todos os equipamentos de proteção individual, inclusive óculos de proteção.
- Use óculos de proteção no paciente.
- Número de LOTE: Importante manter o número de lote, identificado no rotulo do produto, para ser informado em eventuais ocorrências junto ao fabricante.

Conservação e armazenamento:

- Mantenha o produto em sua embalagem original até o momento do uso. Inspeção a embalagem antes de usar.
- O produto deve ser armazenado em local arejado, seco e protegido da luz, de forma a manter as condições ideais de armazenamento e transporte, bem como sua integridade física e química.

Descarte:

- O descarte do material deverá seguir a legislação local pertinente.

Prazo de Validade:

Não aplicável. O produto é fabricado com materiais não perecíveis e fornecido não estéril. Quando armazenado conforme as condições indicadas, mantém suas propriedades indefinidamente.

Vida útil:

Não aplicável. O produto é de uso único e deve ser descartado após o uso.



BRUSH - APLICADORES DESCARTÁVEIS
BRUSH - DISPOSABLE MICRO APPLICATORS
BRUSH - MICROAPLICADORES DESECHABLES

Outras informações adicionais:

- Se necessário, a 3R fornece as instruções de uso em formato impresso, sem custo adicional, mediante solicitação por e-mail (administrativo@3r.ind.br) ou por telefone: (+55 11-5525-0590 / +55 0800-773-5525), e retornaremos no prazo máximo de 7 dias úteis a partir da solicitação.
- Verifique sempre no site: www.microdont.com.br, a versão mais atualizada das instruções de uso correspondentes ao produto.

Composição:

Polipropileno e fibras de poliamida.

Simbologia:

Símbolo	Título do Símbolo	Descrição
	Validade	Indica a data após a qual o produto de saúde não deve ser utilizado.
	Não estéril	Indica um produto para a saúde que não foi submetido a processo de esterilização.
	Não reutilizar	Indica um produto para a saúde pretendido para uma utilização ou para utilização em um único paciente durante um único procedimento.
	Manter seco	Indica um produto para saúde que necessita ser protegido contra umidade.
	Dispositivo medico	Indica que é um dispositivo médico.
	Marca CE	Indica que o dispositivo médico está em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 (MDR).
	Data de fabricação	Indica a data em que o produto de saúde foi fabricado.
	Mantenha longe da luz solar	Indica um produto para saúde que necessita de proteção contra fontes de luz.
	Fabricante	Indica o fabricante do produto para saúde, tal como definida na Directiva 90/385/EEC, 93/42/CEE e 98/79/CE da Comunidade Europeia.
	Código do lote	Indica o código do lote do fabricante para que o lote ou partida possam ser identificados.
	Número de catálogo	Indica o número de referência do fabricante para que o produto para a saúde possa ser identificado.
	Representante autorizado na Comunidade Europeia	Indica o representante autorizado na Comunidade Europeia.

Revision History

Rev	Description	Date
00	Emissão inicial/ Initial Emission	11/2025

