

GRAMPO PARA MATRIZES
MATRIX CLAMP
GRAPA PARA MATRICES

REV.01

ENGLISH

Indication:

The clamp (also known as the die fixation ring) is an indispensable component for the use of sectional dies, being fundamental for the success of dental restorations. When used correctly in class II restorations, which involve the proximal surfaces of the dental element, such as mesio-occlusal-distal (MOD), mesio-occlusal (OM) and occlusal-distal (DO), the clamp has the main function of fixing the sectional matrix to the proximal wall of the tooth to be restored. In this way, the clamp ensures the stabilization and proper conformation of the matrix, allowing the precise performance of the restorative procedure.

3R Indústria e Comércio Ltda is not responsible when the product is used outside the application for which it was designed.

Intended user:

Duly qualified dental professionals.

Target population:

The product is intended for use in dental patients undergoing restorative procedures that involve the interproximal aspect of the teeth, such as Class II restorations, in which it is necessary to use sectional matrices and staples for their fixation, according to the clinical indication of the dental surgeon.

Fundamentals of its operation and action:

Mechanical: The clamp, along with sectional dies and wedges play a crucial role in dental restoration, aiding in the conformation and stabilization of the die.

Clip types:

Clamps that do not require forceps (Model A): Available in a universal size that meets clinical needs; it has a stem for finger grasping.

Clamps that require forceps (Model B): Available in a universal size that meets clinical needs; it requires clamp-holding forceps (the same type used to grip clamps for rubber dam isolation).

Model A



Model B



Contraindications:

- It should not be used in patients with allergy or hypersensitivity to any component material of the product.
- It is not suitable for teeth with fragile, compromised structures or with extensive loss of dental tissue, where fixation can cause additional damage.
- Avoid use in patients with marked tooth mobility or in deciduous teeth close to exfoliation, due to the risk of displacement or discomfort.



GRAMPO PARA MATRIZES
MATRIX CLAMP
GRAPA PARA MATRICES

REV.01

- Do not use in clinical situations where there is no adequate access for safe positioning of the staple, which can cause gingival lesions or damage to the restoration.

Instructions for use:

In the case of a restoration that involves both proximal faces (e.g., MOD), the clamp secures the sectional matrix and makes it possible to perform the procedure on one face at a time. This is very different from the steel die band with the Tofflemire die holder, as it improves the field of view of cavity preparation and makes it easier to perform the job with greater precision.

- Select and insert the protective wedge, to wear the face of the tooth in question more safely;
- Once the preparation is finished, remove the protective wedge with the help of tweezers;
- If necessary, perform pre-wedge or slight wear with a sandpaper strip on the prepared tooth to allow accommodation of the die without denting it;
- Select the sectional matrix that best suits the tooth to be restored;
- If pre-minting has been performed, remove the wedge to allow the die to fit and then reposition it according to the space in question;
- Choose the clamp that is compatible with the clinical situation at hand.
- With the clamp, fix the matrix on the tooth surface. In extreme cases, the conformation of the die can be adjusted with the help of a hone or explorer probe, but be careful at this stage not to dent the die that already has an ideal shape;
- Once the procedure is completed, remove the clamp, then the wedge and finally the die.

Manual Cleaning Procedure

If manual cleaning is the only option available, proceed as follows:

- Use an area specifically reserved for cleaning.
- Rinse the device under running water and keep it immersed in a bath of neutral pH cleaning solution (enzymatic detergent), following the instructions of the agent manufacturer.
- After soaking and keeping it immersed, brush well away from the body using the neutral cleaning agent.
- Care should be taken to avoid spreading contaminants by spraying during the brushing process.
- Do not use wire brushes.
- Special care should be taken to clean crevices and other hard-to-reach areas. Visually inspect to confirm debris removal.
- Rinse thoroughly under running water until visibly clean.
- Dry using a clean compressed air, or paper towel.
- Repeat the cycle if necessary.

Ultrasonic Cleaning Procedure

For cleaning by means of ultrasound, it is recommended to proceed as follows:

- Prepare a pH-neutral cleaning solution (enzymatic detergent), following the agent manufacturer's instructions for the correct concentration, exposure time, temperature, and water quality.
- Place in the proper location of the ultrasonic equipment, following the equipment manufacturer's instructions for use.
- Completely submerge the device in the cleaning solution and program the equipment for at least fifteen (15) minutes.
- Rinse thoroughly under running water until visibly clean.
- Dry using a clean compressed air, or paper towel.

Sterilization Requirements

- Sterilization by pressure saturated steam autoclave at 121°C for 20 minutes is recommended, or sterilization parameters should be followed in accordance with the relevant policies/regulations of the country where the device is being used. It is the



GRAMPO PARA MATRIZES
MATRIX CLAMP
GRAPA PARA MATRICES

REV.01

professional's full responsibility to keep the autoclave equipment in ideal conditions of use to ensure the correct sterilization of the product.

- For sterilization, remove the product from its original packaging, pack in material suitable for sterilization, and sterilize in autoclave (humid heat, high temperature and pressure) according to the equipment's instructions.

Warnings and Precautions:

- Only dental surgeons should use this product, as they have the scientific information necessary for its proper use.
- Before use, inspect whether the clamp is in perfect condition for use;
- Non-sterile product.
- Sterilize the product before use.
- During the operation, the professional must use all personal protective equipment, including protective goggles.
- Wear protective goggles on the patient.
- LOT Number: It is important to keep the lot number, identified on the product label, to be informed in any occurrences with the manufacturer.

Discard:

- The disposal of the material must follow the relevant local legislation.

Shelf life:

Not applicable. The product is manufactured from non-perishable materials and supplied non-sterile. When stored under the conditions indicated, it retains its properties indefinitely.

Life:

The shelf life of the product may vary according to the conditions of use, frequency of sterilization, storage and maintenance. It is recommended that the product be regularly inspected for signs of wear, deformation or corrosion, and replaced whenever it presents any alteration that may compromise its performance or safety.

Conservation and storage:

- Keep the packaging in a dry place, away from light and away from the action of bad weather.
- Keep the products in their original packaging until the moment of use.

Additional information:

- If necessary, 3R provides instructions for use in printed form, at no additional charge, upon request by email (qualidade@3r.ind.br) or by phone: (+55 11-5525-0590 / +55 0800-773-5525), and we will get back to you no later than 7 business days from the request.
- Always check the website: www.microdont.com.br, the most up-to-date version of the instructions for use corresponding to the product.

Composition:

Stainless steel

Symbology:

Symbol	Symbol Title	Description
--------	--------------	-------------



GRAMPO PARA MATRIZES
MATRIX CLAMP
GRAPA PARA MATRICES

REV.01

	Expiry date	Indicates the date after which the medical device is not to be used.
	Non-sterile	Indicates a medical device that has not undergone a sterilization process.
	Keep dry	Indicates a medical device that needs to be protected against moisture.
	Medical device	Indicates that it is a medical device.
	Recyclable packaging	The packaging is recyclable.
	See instructions for use	Indicates the user's need to refer to the instructions for use.
	Date of manufacture	Indicates the date the medical device was manufactured.
	Keep out of sunlight	Indicates a medical device that needs protection from light sources.
	Manufacturer	Indicates the manufacturer of the medical device.
	Lot Code	Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified.
	Catalog Number	Indicates the manufacturer's reference number so that the medical device can be identified.
	For professional use only	It indicates that the medical device must be used exclusively by a qualified health professional.
Rx Only	Prescription only	Sale and use restricted to licensed professionals or by prescription, in accordance with applicable legislation.
	Unique Device Identification (UDI)	Indicates that the adjacent code corresponds to the Unique Device Identifier (UDI).
	QR Code – Access to the electronic IFU	QR Code to access the electronic version of the product's Instructions for Use (eIFU).

ESPAÑOL

Indicación:

La pinza (también conocida como anillo de fijación de troqueles) es un componente indispensable para el uso de troqueles seccionales, siendo fundamental para el éxito de las restauraciones dentales. Cuando se utiliza correctamente en restauraciones de clase II, que involucran las superficies proximales del elemento dental, como mesio-oclusal-distal (MOD), mesio-oclusal (OM) y oclusal-distal (DO), la pinza tiene la función principal de fijar la matriz seccional a la pared proximal del diente a restaurar. De esta manera, la pinza asegura la estabilización y la correcta conformación de la matriz, permitiendo la realización precisa del procedimiento restaurador.

3R Indústria e Comércio Ltda no se hace responsable cuando el producto se utiliza fuera de la aplicación para la que fue diseñado.

Usuario previsto:

Profesionales dentales debidamente calificados.

Población objetivo:

El producto está destinado a su uso en pacientes dentales sometidos a procedimientos restauradores que involucran el aspecto interproximal de los dientes, como las restauraciones de Clase II, en las que es necesario utilizar matrices seccionales y grapas para su fijación, de acuerdo con la indicación clínica del cirujano dentista.

Fundamentos de su funcionamiento y acción:



This review cancels and replaces the previous revision
3R Indústria e Comércio Ltda.
 Rua Ptolomeu, 290 – Vila Socorro
 São Paulo - SP – Brasil - CEP: 04762-040



MS: 80676920071

Responsável técnico: Cátia Silva

GRAMPO PARA MATRIZES
MATRIX CLAMP
GRAPA PARA MATRICES

REV.01

Mecánico: La pinza, junto con los troqueles y cuñas seccionales, juegan un papel crucial en la restauración dental, ayudando en la conformación y estabilización del troquel.

Tipos de clips:

Grapas que no requieren pinza (Modelo A): Está disponible en un tamaño universal que satisface las necesidades clínicas y cuenta con un vástago para su sujeción con los dedos.

Grapas que requieren pinza (Modelo B): Está disponible en un tamaño universal que satisface las necesidades clínicas y requiere una pinza portagrapas (la misma que se utiliza para sujetar las grapas del aislamiento absoluto).

Modelo A



Modelo B



Contraindicaciones:

- No debe usarse en pacientes con alergia o hipersensibilidad a ningún material componente del producto.
- No es adecuado para dientes con estructuras frágiles y comprometidas o con una gran pérdida de tejido dental, donde la fijación puede causar daños adicionales.
- Evitar su uso en pacientes con marcada movilidad dental o en dientes deciduos cercanos a la exfoliación, por el riesgo de desplazamiento o molestias.
- No lo use en situaciones clínicas donde no haya un acceso adecuado para el posicionamiento seguro de la grapa, lo que puede causar lesiones gingivales o daños en la restauración.

Modo de empleo:

En el caso de una restauración que involucra ambas caras proximales (por ejemplo, MOD), la abrazadera asegura la matriz seccional y permite realizar el procedimiento en una cara a la vez. Esto es muy diferente de la banda de troquel de acero con el portamatrices Tofflemire, ya que mejora el campo de visión de la preparación de la cavidad y facilita la realización del trabajo con mayor precisión.

- Seleccione e inserte la cuña protectora, para llevar la cara del diente en cuestión de manera más segura;
- Una vez terminada la preparación, retira la cuña protectora con ayuda de unas pinzas;
- Si es necesario, realice un desgaste previo o leve con una tira de papel de lija en el diente preparado para permitir el alojamiento del troquel sin abollarlo;
- Seleccione la matriz seccional que mejor se adapte al diente a restaurar;
- Si se ha realizado un preacuíñamiento, retire la cuña para permitir que el troquel encaje y luego vuelva a colocarlo de acuerdo con el espacio en cuestión;
- Elija la pinza que sea compatible con la situación clínica en cuestión.
- Con la pinza, fije la matriz en la superficie del diente. En casos extremos, la conformación del troquel se puede ajustar con la ayuda de una sonda de bruñido o explorador, pero tenga cuidado en esta etapa de no abollar el troquel que ya tiene una forma ideal;
- Una vez finalizado el procedimiento, retira la pinza, luego la cuña y finalmente el troquel.



GRAMPO PARA MATRIZES
MATRIX CLAMP
GRAPA PARA MATRICES

REV.01

Procedimiento de limpieza manual

Si la limpieza manual es la única opción disponible, proceda de la siguiente manera:

- Utilice un área específicamente reservada para la limpieza.
- Enjuague el dispositivo con agua corriente y manténgalo sumergido en un baño de solución de limpieza de pH neutro (detergente enzimático), siguiendo las instrucciones del fabricante del agente.
- Después de remojarlo y mantenerlo sumergido, cepille bien lejos del cuerpo con el agente de limpieza neutro.
- Se debe tener cuidado para evitar la propagación de contaminantes mediante pulverización durante el proceso de cepillado.
- No utilice cepillos de alambre.
- Se debe tener especial cuidado para limpiar grietas y otras áreas de difícil acceso. Inspeccione visualmente para confirmar la eliminación de escombros.
- Enjuague bien con agua corriente hasta que esté visiblemente limpio.
- Seque con aire comprimido limpio o una toalla de papel.
- Repita el ciclo si es necesario.

Procedimiento de limpieza ultrasónica

Para la limpieza por ultrasonido, se recomienda proceder de la siguiente manera:

- Prepare una solución de limpieza de pH neutro (detergente enzimático), siguiendo las instrucciones del fabricante del agente para la concentración, el tiempo de exposición, la temperatura y la calidad del agua correctos.
- Colóquelo en la ubicación adecuada del equipo ultrasónico, siguiendo las instrucciones de uso del fabricante del equipo.
- Sumerja completamente el dispositivo en la solución de limpieza y programe el equipo durante al menos quince (15) minutos.
- Enjuague bien con agua corriente hasta que esté visiblemente limpio.
- Seque con aire comprimido limpio o una toalla de papel.

Requisitos de esterilización

- Se recomienda la esterilización mediante autoclave de vapor saturado a presión a 121 °C durante 20 minutos, o se deben seguir los parámetros de esterilización de acuerdo con las políticas/regulaciones relevantes del país donde se utiliza el dispositivo. Es responsabilidad total del profesional mantener el equipo de autoclave en condiciones ideales de uso para garantizar la correcta esterilización del producto.
- Para la esterilización, retire el producto de su embalaje original, empaquételo en material adecuado para la esterilización y esterilice en autoclave (calor húmedo, alta temperatura y presión) de acuerdo con las instrucciones del equipo.

Advertencias y precauciones:

- Solo los cirujanos dentistas deben utilizar este producto, ya que cuentan con la información científica necesaria para su correcto uso.
- Antes de usar, inspeccione si la abrazadera está en perfectas condiciones para su uso;
- Producto no estéril.
- Esterilice el producto antes de usarlo.
- Durante la operación, el profesional debe utilizar todo el equipo de protección personal, incluidas las gafas protectoras.
- Use gafas protectoras en el paciente.
- Número de lote: Es importante conservar el número de lote, identificado en la etiqueta del producto, para estar informado en cualquier ocurrencia con el fabricante.

Descarte:

- La eliminación del material debe seguir la legislación local pertinente.



GRAMPO PARA MATRIZES
MATRIX CLAMP
GRAPA PARA MATRICES

REV.01

Vigencia:

No aplicable. El producto se fabrica con materiales no perecederos y se suministra no estéril. Cuando se almacena en las condiciones indicadas, conserva sus propiedades indefinidamente.

Vida útil:

La vida útil del producto puede variar según las condiciones de uso, la frecuencia de esterilización, el almacenamiento y el mantenimiento. Se recomienda que el producto sea inspeccionado regularmente en busca de signos de desgaste, deformación o corrosión, y reemplazado siempre que presente alguna alteración que pueda comprometer su rendimiento o seguridad.

Conservación y almacenamiento:

- Mantener el embalaje en un lugar seco, alejado de la luz y de la acción del mal tiempo.
- Conservar los productos en su embalaje original hasta el momento de su uso.

Información adicional:

- Si es necesario, 3R proporciona instrucciones de uso en forma impresa, sin cargo adicional, previa solicitud por correo electrónico (qualidade@3r.ind.br) o por teléfono: (+55 11-5525-0590 / +55 0800-773-5525), y nos pondremos en contacto con usted a más tardar 7 días hábiles después de la solicitud.
- Consulte siempre el sitio web: www.microdont.com.br, la versión más actualizada de las instrucciones de uso correspondientes al producto.

Composición:

Acero inoxidable

Simbología:

Símbolo	Título del símbolo	Descripción
	Validez	Indica la fecha después de la cual no se debe utilizar el producto para la salud.
	No estéril	Indica un producto sanitario que no ha sido sometido a un proceso de esterilización.
	Mantener seco	Indica un producto para la salud que necesita ser protegido contra la humedad.
	Dispositivo médico	Indica que es un dispositivo médico.
	Envases reciclables	El embalaje es reciclable.
	Ver instrucciones de uso	Indica la necesidad del usuario de consultar las instrucciones de uso.
	Fecha de fabricación	Indica la fecha en que se fabricó el producto sanitario.
	Mantener alejado de la luz solar	Indica un producto para la salud que necesita protección contra fuentes de luz.
	Fabricante	Indica el fabricante del producto sanitario.
	Código do lote	Indica el código de lote del fabricante para que se pueda identificar el lote o partida.
	Número de catálogo	Indica el número de referencia del fabricante para que se pueda identificar el producto para la salud.
	Solo para uso profesional	Indica que el dispositivo médico debe ser utilizado exclusivamente por un profesional de la salud calificado.



GRAMPO PARA MATRIZES
MATRIX CLAMP
GRAPA PARA MATRICES

REV.01

Rx Only	Venta bajo prescripción	Venta y uso restringidos a profesionales habilitados o mediante prescripción, conforme a la legislación aplicable.
	Identificación Única del Dispositivo (UDI)	Indica que el código adyacente corresponde al Identificador Único del Dispositivo (UDI).
	Código QR – Acceso a la IFU electrónica	Código QR para acceder a la versión electrónica de las Instrucciones de Uso (eIFU) del producto.

PORTUGUÊS

Indicação:

O grampo (também conhecido como anel para fixação de matrizes) é um componente indispensável para utilização de matrizes seccionais, sendo fundamental para o sucesso de restaurações dentárias. Quando utilizado corretamente em restaurações classe II, que envolvem as faces proximais do elemento dentário, como mésio-ocluso-distal (MOD), mésio-oclusal (MO) e ocluso-distal (OD), o grampo tem a função principal de fixar a matriz seccional na parede proximal do dente que será restaurado. Dessa forma, o grampo garante a estabilização e a conformação adequada da matriz, permitindo a realização precisa do procedimento restaurador.

A 3R Indústria e Comércio Ltda não se responsabiliza quando o produto for utilizado fora da aplicação para a qual foi projetado.

Usuário pretendido:

Profissionais da área odontológica devidamente habilitados.

População-alvo:

O produto é destinado ao uso em pacientes odontológicos submetidos a procedimentos restauradores que envolvem a face interproximal dos dentes, como nas restaurações de Classe II, nas quais é necessário o uso de matrizes seccionais e grampos para sua fixação, conforme a indicação clínica do cirurgião-dentista.

Fundamentos de seu funcionamento e ação:

Mecânico: O grampo, juntamente com as matrizes seccionais e as cunhas desempenham um papel crucial na restauração dentária, auxiliando na conformação e estabilização da matriz.

Tipos do grampo:

Grampos que dispensam uso de pinça (Modelo A): Está disponível em tamanho universal que atende as necessidades clínicas e possui haste para apreensão com os dedos.

Grampos que necessitam de pinça (Modelo B): Está disponível em tamanho universal que atende as necessidades clínicas e precisa de uma pinça porta-grampo (igualmente aquela usada para apreensão de grampos para isolamento absoluto).

Modelo A



Modelo B



GRAMPO PARA MATRIZES
MATRIX CLAMP
GRAPA PARA MATRICES

REV.01

Contraindicações:

- Não deve ser utilizado em pacientes com alergia ou hipersensibilidade a qualquer material componente do produto.
- Não é indicado para dentes com estruturas frágeis, comprometidas ou com perda extensa de tecido dental, onde a fixação possa causar danos adicionais.
- Evitar o uso em pacientes com mobilidade dental acentuada ou em dentes decíduos próximos à esfoliação, devido ao risco de deslocamento ou desconforto.
- Não utilizar em situações clínicas onde não haja acesso adequado para posicionamento seguro do grampo, podendo causar lesões gengivais ou danos à restauração.

Instruções de utilização:

Em caso de uma restauração que envolve as duas faces proximais (por exemplo: MOD), o grampo fixa a matriz seccional e possibilita a realização do procedimento em uma face de cada vez. Isso é muito diferente da banda matriz de aço com o porta-matriz Tofflemire, pois melhora o campo de visão do preparo cavitário e facilita a execução do trabalho com maior precisão.

- Selecione e insira a cunha protetora, para desgastar com maior segurança a face do dente em questão;
- Estando o preparo finalizado, remova com auxílio de uma pinça a cunha protetora;
- Se necessário, realize o pré cunhamento ou ligeiro desgaste com tira de lixa no dente preparado para permitir acomodação da matriz sem amassá-la;
- Selecione a matriz seccional que melhor se adequa ao dente que será restaurado;
- Se o pré cunhamento foi realizado, remova a cunha para permitir o encaixe da matriz e logo em seguida reposicione-a de acordo com o espaço em questão;
- Escolha o grampo compatível com a situação clínica em questão.
- Com o grampo, fixe a matriz na superfície dentária. Em casos extremos a conformação da matriz pode ser ajustada com o auxílio de um brunidor ou sonda exploradora, mas atenção nesta etapa para não amassar a matriz que já possui formato ideal;
- Concluído o procedimento, remover o grampo, depois a cunha e por último a matriz.

Procedimento de limpeza Manual

Caso a limpeza manual seja a única opção disponível, proceder da seguinte forma:

- Utilizar uma área reservada especificamente para realizar a limpeza.
- Enxaguar o dispositivo sob água corrente e mantê-lo imerso em um banho de solução de limpeza de pH neutro (detergente enzimático), seguindo as instruções do fabricante do agente.
- Depois de mergulhar e mantê-lo imerso, escovar bem longe do corpo usando o agente de limpeza neutro.
- Deve-se ter cuidado para evitar espalhar contaminantes por pulverização durante o processo de escovação.
- Não usar escovas de arame.
- Deve ter cuidado especial para limpar as fendas e outras áreas difíceis de alcançar. Inspecionar visualmente para confirmar a remoção de detritos.
- Enxaguar completamente em água corrente até estar visivelmente limpo.
- Secar usando um ar comprimido limpo, ou toalha de papel.
- Repetir o ciclo, se necessário.

Procedimento de limpeza ultra-sônica

Para limpeza por meio de ultrassom, recomenda-se proceder da seguinte forma:

- Preparar uma solução de limpeza com pH neutro (detergente enzimático), seguindo as instruções do fabricante do agente para a concentração correta, o tempo de exposição, a temperatura e a qualidade da água.
- Colocar no local adequado do equipamento ultrassônico, seguindo as instruções de uso do fabricante do equipamento.



GRAMPO PARA MATRIZES
MATRIX CLAMP
GRAPA PARA MATRICES

REV.01

- Submergir completamente o dispositivo na solução de limpeza e programar o equipamento por pelo menos quinze (15) minutos.
- Enxaguar completamente em água corrente até estar visivelmente limpo.
- Secar usando um ar comprimido limpo, ou toalha de papel.

Requisitos de Esterilização

- Recomenda-se a esterilização por autoclave de vapor saturado sob pressão, em 121°C por 20 minutos, ou deve-se seguir parâmetros de esterilização de acordo com políticas/regulamentos pertinentes do país onde o dispositivo está sendo utilizado. É de total responsabilidade do profissional manter o equipamento da autoclave em condições ideais de uso para garantir a correta esterilização do produto.
- Para sua esterilização remova o produto de sua embalagem original, embale em material próprio para esterilização, e esterilize em autoclave (calor úmido, alta temperatura e pressão) conforme as instruções do equipamento.

Avisos e Precauções:

- Somente cirurgiões dentistas devem fazer o uso deste produto, pois possuem informações científicas necessárias para o seu devido uso.
- Antes do uso, inspecionar se o grampo está em perfeitas condições de uso;
- Produto não estéril.
- Esterilizar o produto antes do uso.
- Durante a operação o profissional deve utilizar todos os equipamentos de proteção individual, inclusive óculos de proteção.
- Use óculos de proteção no paciente.
- Número de LOTE: Importante manter o número de lote, identificado no rotulo do produto, para ser informado em eventuais ocorrências junto ao fabricante.

Descarte:

- O descarte do material deverá seguir a legislação local pertinente.

Prazo de validade:

Não aplicável. O produto é fabricado com materiais não perecíveis e fornecido não estéril. Quando armazenado conforme as condições indicadas, mantém suas propriedades indefinidamente.

Vida útil:

A vida útil do produto pode variar de acordo com as condições de uso, frequência de esterilização, armazenamento e manutenção. Recomenda-se que o produto seja inspecionado regularmente quanto a sinais de desgaste, deformação ou corrosão, sendo substituído sempre que apresentar qualquer alteração que possa comprometer seu desempenho ou segurança.

Conservação e armazenamento:

- Manter a embalagem em local seco, ao abrigo da luz e longe da ação de intempéries.
- Manter os produtos em sua embalagem original até o momento de sua utilização.

Outras informações adicionais:

- Se necessário, a 3R fornece as instruções de uso em formato impresso, sem custo adicional, mediante solicitação por e-mail (qualidade@3r.ind.br) ou por telefone: (+55 11-5525-0590 / +55 0800-773-5525), e retornaremos no prazo máximo de 7 dias úteis a partir da solicitação.



GRAMPO PARA MATRIZES
MATRIX CLAMP
GRAPA PARA MATRICES

REV.01

- Verifique sempre no site: www.microdont.com.br, a versão mais atualizada das instruções de uso correspondentes ao produto.

Composição:

Aço inoxidável

Simbologia:

Símbolo	Título do Símbolo	Descrição
	Validade	Indica a data após a qual o produto de saúde não deve ser utilizado.
	Não estéril	Indica um produto para a saúde que não foi submetido a processo de esterilização.
	Manter seco	Indica um produto para saúde que necessita ser protegido contra umidade.
	Dispositivo médico	Indica que é um dispositivo médico.
	Embalagem reciclável	A embalagem é reciclável.
	Consulte as instruções para utilização	Indica a necessidade do usuário de consultar as instruções para utilização.
	Data de fabricação	Indica a data em que o produto de saúde foi fabricado.
	Mantenha longe da luz solar	Indica um produto para saúde que necessita de proteção contra fontes de luz.
	Fabricante	Indica o fabricante do produto para saúde.
	Código do lote	Indica o código do lote do fabricante para que o lote ou partida possam ser identificados.
	Número de catálogo	Indica o número de referência do fabricante para que o produto para a saúde possa ser identificado.
	Apenas para uso profissional	Indica que o dispositivo médico deve ser utilizado exclusivamente por um profissional qualificado da área da saúde.
Rx Only	Venda sob prescrição	Venda e uso restritos a profissionais habilitados ou mediante prescrição, conforme a legislação aplicável.
	Identificação Única do Dispositivo (UDI)	Indica que o código adjacente corresponde ao Identificador Único do Dispositivo (UDI).
	QR Code – Acesso à IFU eletrônica	QR Code para acessar a versão eletrônica das Instruções de Uso (eIFU) do produto.

Revision History

Rev	Description	Date
00	Emissão inicial/ Initial Emission	03/11/2025
01	Padronização do modelo da Instrução de Uso (IFU), com atualização das simbologias, informações de contato e demais informações gerais do documento. / Standardization of the Instructions for Use (IFU) template, with updated symbols, contact information and other general document information.	03/09/2026

